

## [Переход на главную страницу сайта](#)

### [UNI-ETCH \(32%\)](#)

[Полугелевая протравка](#). Содержит фосфорную кислоту

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


[Полугелевая протравка Bisco](#) содержит фосфорную кислоту ( $H_3PO_4$ ) и полимерный загуститель и предназначена для использования на эмали и дентине. Данная протравка эффективно удаляет смазанный слой, протравливает и деминерализует эмаль и дентин, обеспечивая поверхность необходимой микроретенцией для прочного бондинга. Специально разработанная (запатентованная) полугелевая протравка не оставляет кремниевых частиц.

[UNI-ETCH\\*](#) – протравка с 32 %-ным содержанием  $H_3PO_4$  для протравливания эмали и дентина. Данную [ПРОТРАВКУ](#) можно применять самостоятельно или в сочетании с другими препаратами.

Полимерный загуститель создает тиксотропные свойства, облегчающие процедуру работы с материала-лом. Протравка легко и быстро смывается, не оставляя каких-либо следов. Опубликованные исследования подтвердили, что ПРОТРАВКЕ Bisco обеспечивает более высокую силу бондинга с дентином<sup>1</sup> (влажным или сухим) и эмалью.

ПРОТРАВКА Bisco производится с содержанием хлорида бензалкония (ВАС), противомикробного вещества. Исследования подтверждают развитие зон (до 7 мм), защищенных от остаточных бактерий, в случае со Streptococcus Mutans и Actinomyces Viscosus.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Изолируйте зуб и подготовьте полость обычным способом. Полностью очистите поверхность жидкой пемзой с водой.
  2. Нанесите протравку  с помощью НАКОНЕЧНИКА EZ-DOZE™, шприца с одноразовым наконечником или щетки с одноразовым наконечником. Протравливайте 15 с. Время протравливания необходимо контролировать с помощью секундомера. Засекайте время после нанесения препарата.
- Аналогия: нанесите протравку сначала на эмаль, а затем на дентин, чтобы увеличить время протравливания эмали.
3. Тщательно промойте (мин 5 с) область нанесения, полностью удалив все следы протравки.
  4. Для достижения оптимального результата не высушивайте эмаль или дентин в течение длительного времени. Перед нанесением гидрофильных адгезивных смол, например ALL-BOND®\*2 или [ONE-STEP](#)®\*, сразу же еще раз увлажните эмаль и дентин увлажняющим веществом, например, [AQUA-PREP](#)™\* F.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАКОНЕЧНИКОВ-ДОЗАТОРОВ EZ-DOZE\*

1. НАКОНЕЧНИК EZ-DOZE™ зазубрен, и его легко открыть, согнув и осторожно вытянув. Вытягивайте участок наконечника БЕЗ зазубрин.

1. Теперь протравку можно выдавить, сжимая сосуд и направляя наконечник в место нанесения препарата (на зуб или в смесительную чашку).

НАКОНЕЧНИК EZ-DOZE™ – одноразовый. Повторно не заполнять.

### **Условия хранения**

Хранить при комнатной температуре (22 °С). Срок годности указан на индивидуальных этикетках компонентов системы.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Фосфорная кислота вызывает сильное раздражение кожи и глаз. В случае попадания в глаза, тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания материала на кожу, намылте место контакта и тщательно промойте водой. В случае длительного контакта протравки с кожей возможно повреждение участков контакта.